



باتری سمعک زیمنس

شماره ۱۳



نوع تکنولوژی: روی-هوا
با ماندگاری طولانی مدت
ساخت آلمان

ارسال فوری
ضمانت اصالت کالا
ضمانت بازگشت وجه تا ۷ روز پس از خرید

تعداد باتری های موجود در پک: ۶ عدد

bigazand.com

یکی از بخش های مهم
در بهبود کارکرد سمعک ، با تری آن است



برخی از سمعک ها با با تری های **قابل شارژ**
و برخی دیگر با نوع **روی - هوا** قابل استفاده اند

”باتری ” روی - هوا ”
تحت عنوان یکبار مصرف شناخته شده
ولی مدت زمان نسبتا طولانی کاربرد دارد



یکی از برندهای معتبر در تولید باتری **زیمنس** است
و باتری شماره **۱۳** هم از محصولات با کیفیت آن می باشد.

bigazand.com

این محصول دارای سایز کوچک
با نواری نارنجی رنگ است



روی آن، یک برچسب دیده می شود
که هنگام استفاده، باید برچسب را جدا کرد.



با جدا کردن برچسب از محصول
و قرار گرفتن در معرض اکسیژن، باتری فعال می شود.

bigazand.com



جهت بهبود عملکرد باتری ↓

بعد از برداشتن چسب ،
به مدت ۱ دقیقه صبر کرده و
سپس محصول را درون سمعک قرار دهید .

برداشتن چسب ، فعالیت های شیمیایی را درون باتری آغاز می کند .

این فعالیت ها از نوع بدون بازگشت هستند ؛
به همین دلیل چسباندن مجدد چسب روی آن ،
تأثیری در افزایش طول عمر آن ندارد .

پس تنها زمانی آن را جدا کنید که قصد استفاده دارید .

bigazand.com



برای افزایش طول عمر باتری:

دماهی بسیار کم و بسیار زیاد،
کاهش عملکرد و ماندگاری باتری را
به همراه خواهد داشت.



◆ دماهی بسیار کم و بسیار زیاد،
موجب کاهش عملکرد و ماندگاری باتری می شود.



با بی گزند، بی گزند بمانید

bigazand.com